

**Burch®**

There is no substitute for quality

# Polierer/Polishers

**New!**

## Easy Polishing

... mit den 2-stufigen **diamantdurchsetzten** Poliersystemen.  
 ... with the 2-step **diamond interspersed** polishing systems.

für Komposite  
 for composite

**Vorpolitur, rosa beige**

Diamant, PUR, Korngröße mittel,  
 Bindungshärte mittel

**pre-polishing, pink beige**

diamond, PUR, grit size medium,  
 bond hardness medium

|                                                                                                                                                                         |                                                                                      |      |      |      |      |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
|   |  |      |      |      |      |      | <b>New!</b> |
|                                                                                                                                                                         | FG                                                                                   |      |      |      |      |      | 9588        |
|                                                                                                                                                                         | W/RA/CA                                                                              | 9587 | 9588 | 9589 | 9591 | 9583 |             |
|                                                                                                                                                                         | ISO                                                                                  | 060  | 030  | 040  | 140  | 055  | 030         |

**Hochglanzpolitur, hellgrau beige**

Diamant, PUR, Korngröße fein,  
 Bindungshärte mittel

**high shine polishing, grey beige**

diamond, PUR, grit size fine,  
 bond hardness medium

|                                                                                                                                                                         |                                                                                      |      |      |      |      |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
|   |  |      |      |      |      |      | <b>New!</b> |
|                                                                                                                                                                         | FG                                                                                   |      |      |      |      |      | 9578        |
|                                                                                                                                                                         | W/RA/CA                                                                              | 9577 | 9578 | 9579 | 9581 | 9593 |             |
|                                                                                                                                                                         | ISO                                                                                  | 060  | 030  | 040  | 140  | 055  | 030         |

CE 0124


**MADE IN  
GERMANY**

Für die  
 okklusale Politur  
 bis in die Tiefe  
 der Fissur.

9583 / 055

für Keramik/Silikatkeramik  
for ceramics/silicate ceramics

Vorpolitur, rot gelb

Diamant, PUR, Korngröße mittel,  
Bindungshärte mittel

pre-polishing, red yellow



diamant, PUR, grit size medium,  
bond hardness medium

Hochglanzpolitur, grün gelb

Diamant, PUR, Korngröße fein,  
Bindungshärte mittel

high shine polishing, green yellow

diamond, PUR, grit size fine,  
bond hardness medium



für Zirkonoxid  
for zirconia

Vorpolitur, türkis gelb

Diamant, PUR, Korngröße mittel,  
Bindungshärte hart

pre-polishing, turquoise yellow



diamant, PUR, grit size medium,  
bond hardness hard

Hochglanzpolitur, rosa gelb

Diamant, PUR, Korngröße fein,  
Bindungshärte hart

high shine polishing, pink yellow

diamond, PUR, size fine,  
bond hardness hard



\* unmontiert/unmounted

**Schleifkörper für Keramik/Silikatkeramik und Zirkonoxid**  
**Abrasives for ceramics/silicate ceramics and zirconia**

Formschleifen, grau grün

Diamant, synthetisch gebunden,  
**ohne** Wasserkühlung  
verwendbar, Korngröße grob,  
Bindungshärte x-hart

moulding, grey green

diamond, synthetic bond,  
to be used **without** water cooling,  
grit size coarse,  
bond hardness x-hard

Formschleifen, rosa

Diamant, synthetisch gebunden,  
**ohne** Wasserkühlung  
verwendbar, Korngröße mittel,  
Bindungshärte x-hart

moulding, pink

diamond, synthetic bond,  
to be used **without** water cooling,  
grit size medium,  
bond hardness x-hard

