



Rusch®

There is no substitute for quality

COOL DIAMANT



Die Premium - Diamantschleifer
für Ihre anspruchsvolle
Patientenbehandlung.

Die fließtechnisch optimierte
Funktionsfläche, präzise
beschichtet mit besonders
hochwertiger Diamantkörnung
sorgt für die überlegene
Schleifleistung und
Wirtschaftlichkeit.

Die abschließende Vergoldung
erhöht die Biokompatibilität
und Erkennbarkeit dieser Serie.

*Premium diamond instruments for
demanding treatments.*



*The function area with optimized flow
properties is precisely coated with
particularly high-quality
diamond grit for superior grinding
performance and cost-efficiency.*

*The gold plating enhances the
bio-compatibility and identification
of this series.*




COOL DIAMANT-Schleifer


COOL DIAMONDS



BUSCH	CD03	CD06	CD06	CD06	CD06	CD18	CD18	CD18	CD19	CD19	CD19	CD09	CD12	CD12	CD21	CD21
ISO Ø	012	014	016	018	023	012	014	016	014	016	018	012	016	018	010	012
grob/coarse CD..G ●																
mittel/medium CD..○																



BUSCH	CD21	CD24	CD24	CD24	CD25	CD25	CD25	CD63	CD66	CD66	CD66	CD69	CD69	CD69	CD72	CD72
ISO Ø	014	012	014	016	012	014	016	010	010	012	014	012	014	016	012	014
grob/coarse CD..G ●																
mittel/medium CD..○																
fein/fine CD.. F ●																



BUSCH	CD72	CD78	CD27	CD27	CD30	CD30	CD30	CD33	CD33	CD34	CD34	CD36	CD36	CD36	CD37	CD37
ISO Ø	016	016	010	012	010	012	014	012	014	012	014	014	016	018	014	016
grob/coarse CD..G ●																
mittel/medium CD..○																
fein/fine CD.. F ●																



BUSCH	CD39	CD39	CD39	CD42	CD42	CD42	CD45	CD48	CD48	CD51	CD51	CD54	CD55	CD55	CD55	CD57
ISO Ø	014	016	018	014	016	018	014	016	018	016	018	014	014	016	018	012
grob/coarse CD..G ●																
mittel/medium CD..○																
fein/fine CD.. F ●																



BUSCH	C57	CD60	CD60	CD60	CD61	CD61	CD80	CD80	CD15
ISO Ø	016	012	014	016	012	016	016	023	016
grob/coarse CD..G ●									
mittel/medium CD..○									
fein/fine CD.. F ●									

- FG-Schaft, grobe Körnung, grüner Schafttring
shank FG, coarse grit, green ring
- FG-Schaft, mittlere Körnung, kein Schafttring
shank FG, medium grit, without ring
- FG-Schaft, feine Körnung, roter Schafttring
shank FG, fine grit, red ring

CE 0124



BUSCH & CO. GmbH
& Co. KG
Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741



BFLA1_01022020